



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

| | | |
|-----------------|--|----------------------|
| Ref: 0001 | Descrição: Avental descartável para proteção | |
| Coleção: | Segmento: hospitalar | Tamanho: P. M. G. GG |
| Data:24/03/2020 | Modelista: | |




DESENHO TÉCNICO



CORPO



MANGAS



14,0




TABELA DE MEDIDAS DE PRODUTO ACABADO

| TABELA | Tamanhos (Medidas em cm) | | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| | tolerância + | tolerância - | P | M | G | GG |
| COMPRIMENTO TOTAL | +1,3 | - 1,0 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| COMPRIMENTO OMBRO A BARRA | +1,3 | - 1,0 | 116 | 121 | 126 | 131 |
| LARGURA TOTAL (COM TRANSPASSE) | +1,3 | - 1,0 | 140 | 145 | 150 | 155 |
| COMPRIMENTO FAIXA | +1,3 | - 1,0 | 60 | 63 | 66 | 68 |
| ENTRE OMBROS | +1,0 | - 0,6 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| ENTRE CAVAS FRENTE | +0,6 | - 0,6 | 47 | 49 | 51 | 53 |
| COMPRIMENTO MANGA (SEM O PUNHO) | +0,6 | - 0,6 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| CAVA RETA | +0,6 | - 0,6 | 27 | 28 | 29 | 30 |

INFORMAÇÕES DE COSTURA

| OPERAÇÃO | MAQUINA |
|---|--------------|
| 1 - UNIR OMBROS (com etiqueta) | OVERLOCK |
| 2 – APLICAR ELÁSTICO NAS MANGAS (PUNHOS)COM APARELHO | OVERLOCK ELS |
| 3 – FECHAR MANGAS | OVERLOCK |
| 4 – COSTURAR CINTO NO CORPO | RETA |
| 5 – PREGAR MANGAS | OVERLOCK |
| 6 - APLICAR VIÉS(FRISO) NA GOLA COM SOBRA DE 15CM POR EXTREMIDAE | P. CORR.1 AG |
| 7 - REVISAR | MESA |
| 8 – DOBRAR | MESA |
| 9 – EMBALAR (Saco Plástico) | MESA |

OBSERVAÇÕES

Na operação 6 usar aparelho 2 x 1